

2×HotStart Taq PCR Mix

2×HotStart Taq PCR 预混试剂

目 录 号: KT202

储存条件: -30~-15°C保存2年, 避免反复冻融。

如需频繁使用可存放于2-8°C, 可稳定保存三个月

产品内容:

产品组成	KT202 -01	KT202 -02	KT202 -12
2×HotStart Taq PCR Mix	1 ml	5×1 ml	5×1 ml
ddH ₂ O	1 ml	5 ml	5 ml
Loading dye in Mix	Yes	Yes	No

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品包含HotStart Taq DNA聚合酶、dNTPs、MgCl₂、反应缓冲液、PCR反应的增强剂和优化剂以及稳定剂，浓度为2×。具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好等优点，可大限度的减少人为误差。适用于高特异性PCR反应、复杂模板如GC含量高(>60%)，有二级结构等的扩增和大规模基因检测。

产品组成 (2×)

- 0.1 U HotStart Taq Polymerase/μl
- 500 μM dNTP each
- 20 mM Tris-HCl (pH8.3)
- 100 mM KCl
- 3 mM MgCl₂
- 其它稳定剂和增强剂

质量控制

经检测无外源核酸酶活性；能有效地扩增人基因组中的单拷贝基因；室温(15-30℃)存放一周，无明显活性改变。

使用说明

本产品使用方便快捷，能避免PCR操作过程中的污染，使用时只需取适量2×HotStart Taq PCR Mix溶液，加入模板和引物，并加入ddH₂O补足体积，使Mix溶液的浓度为1×即可进行反应。产品有加染料(为蓝色)和不加染料(为无色)两种；加染料的产品反应完成后，产物可直接电泳。

适用范围

基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测，半定量PCR实验和微量DNA的检测。

高特异性、高灵敏度PCR反应和有较强背景的基因组扩增(如基因组中某个特定基因位点或外源病原体的检测)、Multiplex PCR等。PCR产物3'端为A，纯化后可直接用TA载体克隆。

反应举例

注意：以下举例仅供参考，实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异，需根据实际情况，设定优化反应条件。

1. 用2×HotStart Taq PCR Mix产品，以人基因组DNA为模板，扩增1kb的片段，反应体系为25 μl（如反应体系不同，可按此比例增加或减少用量）。

组成成份	体积
Template	< 1 μg
Primer 1(10 μM)	1 μl
Primer 2(10 μM)	1 μl
2×HotStart Taq PCR Mix	12.5 μl
ddH ₂ O	补至25 μl

2. PCR反应循环的设置：

94°C 3 min

94°C 30 sec

55°C 30 sec

72°C 1 min

72°C 5 min

} 30 cycles

3. 结果检测：反应结束后取5 μl反应产物，琼脂糖凝胶电泳检测。