

2×Protein Loading Buffer 2×蛋白质电泳Loading Buffer

目录号: RT209

储存条件: -20℃冻存

产品内容:

2×蛋白质电泳Loading Buffer
(2×Protein Loading Buffer)

5×1 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品适用于蛋白质电泳(SDS-PAGE)上样时使用。

使用方法

与样品等体积混合(例如向10 μl样品中加入10 μl 2×蛋白质电泳loading buffer), 煮沸5 min, 然后置于冰上冷却后上样。

产品成分

100 mM Tris-Cl (pH6.8)

200 mM DTT

4% SDS

20% 甘油

0.1% 溴酚蓝