

产品选择指南

TIANGEN提供适合于illumina及ion torrent测序平台的文库构建试剂盒，产品均采用进口原材料，通过严格质量控制，保证产品品质。

一站式DNA文库构建试剂盒

平台	特点	产品名称	目录号	规格	目录价
illumina平台	片段化快速	TIANSeq DirectFast DNA Library Prep Kit (illumina)	NG101-01	24次	6432元
			NG101-02	96次	23600元
	快速	TIANSeq Fast DNA Library Prep Kit (illumina)	NG102-01	24次	5680元
			NG102-02	96次	19800元
	经典	TIANSeq DNA Library Prep Kit for illumina	NG103-01	24次	5180元
			NG103-02	96次	17500元
经典	TIANSeq DNA Library Prep Kit for ion torrent	NG104-01	24次	5180元	
		NG104-02	96次	17500元	

DNA文库构建流程-试剂盒

通过本表了解产品所包含的功能模块，选择所需产品。

DNA片段化

末端修复

A尾添加

接头连接

文库富集

平台	试剂盒	所需时间	其他信息
illumina平台流程	TIANSeq DirectFast DNA Library Prep Kit (illumina) (NG101-01/02) (所需时间2.5 hr)		
	/	TIANSeq Fast DNA Library Prep Kit (illumina) (NG102-01/02) (所需时间2 hr)	
	/	TIANSeq DNA Library Prep Kit for illumina(NG103-01/02) (所需时间3.5-5 hr)	• TIANSeq NGS Library Amplification Module (NG304-01/02)
ion torrent平台流程	/	TIANSeq DNA Library Prep Kit for ion torrent (所需时间2-3 hr)	/