

25 mM dNTPs Mixture 25 mM dNTPs 预混液

目 录 号: NG217

储存条件: -30~-15°C保存, 保质期为一年

产品内容:

产品组成	NG217-01	NG217-02
dNTPs Mixture (25 mM each)	1 ml	5×1 ml

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品简介

本产品分为25 mM each浓度。为dATP、dGTP、dCTP、dTTP的等摩尔混合物。

产品性质描述

性质	产品描述
产品纯度	>99%
碱基纯度	>99.5%
焦磷酸残留	≤ 0.003 pmol/pmol of nucleotide
Nick Activity	未检测到
DNase Activity	未检测到
DNase Activity	未检测到